




Manual RIS



actualmed


Innovation for radiology

1.- Listado / Creación de Pacientes.

Pinchar en Gestión -> Pacientes

Mostrará un listado de los pacientes con posibilidad de editar sus datos y un enlace a crear una cita directamente asociada a ese paciente.

Para crear un paciente pinchar en “Crear Paciente”.




Valores por defecto

DNI	Nombre	Fecha Nac.	Sexo	NHC	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
123456789	Prueba Prueba	01-12-2015	Hombre	A000002	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Cita"/>
20240360S	Antonio Manuel Rubio Cuenca	13-11-1979	Hombre	A000003	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Cita"/>
20212223F	Sergio Abril Garcia	16-12-1979	Hombre	A000004	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Cita"/>
19012280C	Sergio Fabra Llopis	16-12-2015	Hombre	A000005	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Cita"/>

Mostrando 4 de 4

Rellenar los datos del formulario y pinchar en “Guardar”.



Datos de paciente

DNI Sexo Fecha Nac.

Nombre * Apellido 1 * Apellido 2

Datos de contacto

Dirección Ciudad Provincia Código postal

Teléfono fijo Móvil Email

Información adicional

2.- Listado / Creación de Citas.

Pinchar en Gestión -> Citas

Mostrará un listado de las citas con posibilidad de editar sus datos y eliminar la cita.

Para crear una cita pinchar en “Crear Cita”.



Dashboard

Estudios >

Gestión >

Pacientes

Citas

Doctores

Informes previos

+ Crear cita

Paciente	Centro ref.	Doctor	Fecha	AN	Modalidad	Descripción	Notas	
<input type="text"/>	Elija un centro	Todos	<input type="text"/>					
Sergio Fabra Llopis	Mutua Nueva	Dr. Sergio	16-12-2015 16:49	N09881450281006	MR	Prueba de craneo	Información adicional	Editar Eliminar
prueba prueba	Almudena Seguros	Dr. Sergio	16-12-2015 15:57	N02391450277849	MR	Prueba2	Prueba2	Editar Eliminar
Antonio Manuel Rubio Cuenca	Allianz	Dr. Sergio	16-12-2015 15:55	N00211450277778	MR	Prueba	Prueba	Editar Eliminar

Mostrando 3 de 3

Rellenar los datos del formulario y pinchar en “Guardar”.

Crear cita

Paciente

Mutua Nueva

Doctor/a Doctor/a... Nuevo

Fecha 16-12-2015 17:39

Modalidad MR

Descripción

Información adicional

Existe un sistema de ayuda a la selección del paciente. Conforme se escribe el nombre aparecen los posibles pacientes.

El campo “Doctor” es un desplegable con los distintos Médicos Referentes creados en la sección “Doctores”. También se puede crear en ese momento pinchando en “Nuevo”.

El campo “Modalidad” es un desplegable con las distintas Modalidades creadas en la sección “Modalidades”.


El campo “Mutua” es un desplegable con las distintas Mutuas creadas en la sección “Mutuas”. También se puede crear en ese momento pinchando en “Nueva”.

3.- Listado / Creación de Médicos Referentes.

Pinchar en Gestión -> Doctores


Mostrará un listado de los médicos referentes con posibilidad de editar sus datos.

Para crear un médico referente pinchar en “Añadir Nuevo”.



Nombre	Dirección	Ciudad	Código Postal	Provincia	Teléfono	Acciones
Sergio Prueba	C/ Prueba 345	Castellón	12006	Castellón	964214587	
Dr. Sergio						
Prueba	prueba	prueba	prueba	prueba	prueba	

Rellenar los datos del formulario y pinchar en “Guardar”.



Nuevo Doctor

Nombre

Dirección

Ciudad

Código Postal

Provincia

Teléfono

Guardar

4.- Listado / Creación de Modalidades

Pinchar en Gestión -> Modalidades

Mostrará un listado de las modalidades con posibilidad de editar sus datos.

Para crear una nueva modalidad pinchar en “Añadir Modalidad”.


Rellenar el nombre de la Modalidad y pinchar en “Guardar”.

5.- Listado / Creación de Mutuas

Pinchar en Gestión -> Mutuas

Mostrará un listado de las mutuas con posibilidad de editar sus datos.

Para crear una nueva mutua pinchar en “Añadir Aseguradora”.



Dashboard

Gestión

Pacientes

Citas


Doctores

Modalidades

Mutuas

Mutuas		+Añadir aseguradora	^
Aseguradora	Control		
Acunsa			
Adeslas			
Aegon Salud			
Agrupación BankPyme			
Agrupación Mútua			
Aliança			
Allianz			
Almudena Seguros			
AME Asistencia Médica			
AMSYR			
Antares			

Rellenar el nombre de la Mutua y pinchar en “Guardar”.



Dashboard

Gestión

Pacientes

Citas

Doctores

Modalidades

Mutuas

Nombre

Guardar