

Manual Patient Portal – Usuario Médico Referente



Conexión	3
Menús.....	3
Sección “Estudios”	3
Sección “Cuenta”	4
Desconexión.....	5

Conexión




Accedemos a la página de conexión de Actualpacs Patient Portal a través de la dirección y el usuario y contraseña que nos ha proporcionado la clínica.

Menús

En la parte superior derecha podemos seleccionar el idioma en que queremos que se muestre: español, inglés, catalán o alemán y desconectarnos de la plataforma.

En el menú de la izquierda podemos navegar por las secciones de ESTUDIOS y CUENTA.



ID Paciente	Paciente	Edad	Fecha	Descripción	Modalidades	Opciones
2225	PATIENT NAME	81	19-01-2018 17:59:16	CERVICAL Y HOMBRO	PR\CR	    
592872	ABELARIX	47	26-10-2015 14:02:54	TC MANO DCHA	SC	    
1234	MAMOGRAFIX	117	09-09-2013 16:45:00	MG	MAMO	    
666	LUNGIX	90	07-04-2011 15:37:04	PET PETCT_WB_APC (ADULT)	CT\PT	    
Va.adSkT	MERGE	38	21-08-2008 09:02:46	COLONNE	RX	    

Sección “Estudios”

Accedemos directamente a la sección “Estudios”, donde nos aparecerá un listado con los estudios asignados. Muestra la información mostrada en columnas es la siguiente:

- ID Paciente: El ID del Paciente conforme la clínica donde se ha hecho el estudio.
- Paciente: Nombre del paciente
- Edad: Edad del paciente.
- Fecha: Fecha del estudio.
- Descripción: Descripción del estudio si la hubiera.
- Modalidades: Tipo de estudio.


Columna “OPCIONES”:

Por cada estudio podemos realizar las siguientes acciones:

- Icono ojo: ver estudio a través del visor.
- Icono hoja papel: ver el informe en PDF. Si éste todavía no está disponible aparecerá el icono X.
- Icono flecha sin fondo: descargar las imágenes del estudio para verlas desde otros dispositivos. Para verlas es necesario un visor, en la descarga se sugiere el visor gratuito Radiant pero se puede utilizar cualquiera que permita leer imágenes DICOM.
- Icono flecha con fondo: Descargar el cd con las imágenes.
- Descarga ejecutable: Descargar las imágenes con un ejecutable ya incluido. Radiant para sistemas Windows y Osirix Lite para sistema MacOs.

Sección “Cuenta”

Nos permite cambiar la contraseña de nuestro usuario.



The screenshot shows the top navigation bar of the 'actual pacs patient portal' with the logo on the left and 'Idiomas' and 'PRUEBA*****' on the right. Below the navigation bar, there are two tabs: 'Estudios' and 'Cuenta', with 'Cuenta' being the active tab. To the right of the tabs is a breadcrumb trail: 'Inicio / Cuenta'. The main content area is titled 'Cambiar contraseña' and contains three input fields: 'Contraseña actual', 'Nueva contraseña', and 'Repetir contraseña'. Below these fields is a blue 'Aceptar' button.

Desconexión

Seleccionar el desplegable superior derecho, donde aparece el nombre de usuario y pinchar en *Cerrar sesión*.